


# Artimes<sup>CTO</sup>

## より遠くへ、より速く

セミコンバルーンカテーテル



1.0mm  
バルーン

- 5Fガイディングカテーテルに対応、
- 6Fガイディングカテーテルキッキングテクニック
- バランスを取れた超低プロファイル0.016"
- バルーンの柔軟性と通過性を向上

Artimesはセミコンプライアントバルーンカテーテルとして、優れた病変通過性、追従性及びリラップ性能を実現、日常臨床において高い価値を提供します。バルーンサイズ1.0 および 1.25 mm は、狭窄病変や CTO の治療用に設計されています。

**Brasmed**  
embrace life

## テクノロジースペック

|             |   |
|-------------|---|
| バルーン直径 (mm) | 1.0, 1.25, 1.5, 1.75, 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0 |
| バルーン長 (mm)  | 5, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30  |
| 推奨拡張圧 (atm) | 6   |
| 最大拡張圧 (atm) | 14  |
| 平均拡張圧 (atm) | 20  |
| コンプライアンス    | セミコン  |
| バルーンプリーツ    | 2/3   |
| チップの長さ (mm) | 1.5/2.0/2.5   |
| ディスタルシャフト径  | 2.36F/2.55F/2.7F  |
| プロキシマルシャフト径 | 1.9F  |
| シース適合性      | 5Fガイディングカテーテルに対応、6Fガイディングカテーテルキッキングテクニック                              |
| 有効長 (cm)    | 140   |
| コーティング      | 先端からガイドワイヤポートまで親水性コーティング; ガイドワイヤ内腔にシリコンコーティング                         |

## 注文情報

| バルーン直径  | バルーン長さ/製品コード |          |          |          |          |          |          |          |
|---------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|         | 5 mm         | 8 mm     | 10 mm    | 12 mm    | 15 mm    | 20 mm    | 25 mm    | 30 mm    |
| 1.0 mm  | 801-1005     | 801-1008 | 801-1010 | 801-1012 | 801-1015 | 801-1020 | 801-1025 | 801-1030 |
| 1.25 mm | 801-1205     | 801-1208 | 801-1210 | 801-1212 | 801-1215 | 801-1220 | 801-1225 | 801-1230 |
| 1.5 mm  | 801-1505     | 801-1508 | 801-1510 | 801-1512 | 801-1515 | 801-1520 | 801-1525 | 801-1530 |
| 1.75 mm | 801-1705     | 801-1708 | 801-1710 | 801-1712 | 801-1715 | 801-1720 | 801-1725 | 801-1730 |
| 2.0 mm  | 801-2005     | 801-2008 | 801-2010 | 801-2012 | 801-2015 | 801-2020 | 801-2025 | 801-2030 |
| 2.25 mm | 801-2205     | 801-2208 | 801-2210 | 801-2212 | 801-2215 | 801-2220 | 801-2225 | 801-2230 |
| 2.5 mm  | 801-2505     | 801-2508 | 801-2510 | 801-2512 | 801-2515 | 801-2520 | 801-2525 | 801-2530 |
| 2.75 mm | 801-2705     | 801-2708 | 801-2710 | 801-2712 | 801-2715 | 801-2720 | 801-2725 | 801-2730 |
| 3.0 mm  | 801-3005     | 801-3008 | 801-3010 | 801-3012 | 801-3015 | 801-3020 | 801-3025 | 801-3030 |
| 3.25 mm | 801-3205     | 801-3208 | 801-3210 | 801-3212 | 801-3215 | 801-3220 | 801-3225 | 801-3230 |
| 3.5 mm  | 801-3505     | 801-3508 | 801-3510 | 801-3512 | 801-3515 | 801-3520 | 801-3525 | 801-3530 |
| 3.75 mm | 801-3705     | 801-3708 | 801-3710 | 801-3712 | 801-3715 | 801-3720 | 801-3725 | 801-3730 |
| 4.0 mm  | 801-4005     | 801-4008 | 801-4010 | 801-4012 | 801-4015 | 801-4020 | 801-4025 | 801-4030 |

□ 販売名: Artimes PTCAバルーンカテーテル  
□ 一般の名称: 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル

□ 承認番号: 22900BZX00270000  
□ 高度管理医療機器 クラスIV  
□ 保険請求分類: 心臓手術用カテーテル 経皮的冠動脈形成術用カテーテル 一般型

改良等の理由により、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。本製品を使用する際には、必ず添付文書をお読みください。

製造元:

**BrosMed Medical Co., Ltd.**  
15th Building, SMEs Venture Park, Songshan  
Lake Hi-Tech Industrial Development Zone,  
Dongguan523808, Guangdong, China  
電話番号: +86 (769) 2289 2018  
Fax: +86 (769) 2289 2016  
E-mail: sales@brosmed.com www.brosmed.com

製造販売元:

**ハナコメディカル株式会社**  
〒330-0073 埼玉県さいたま市浦和区  
元町2-24-11  
TEL: (048)881-4001  
FAX: (048)881-9878

510(K) 認証済み

CE 2797

www.brosmed.com

GRA-6001(CE)/Rev.11

