

Apollo^{NC}

より強く、より良く、より安全に

高圧ノンコンバルーンカテーテル



高圧・
ノンコンプラント・
6F ガイドキッキングテクニック・
3.0% 軸拡張・
0.55% コンプライアンス・

Apollo は優れた性能があり、様々特徴を備え、高圧ノンコンプライアントバルーンです。

- 拡張の軸方向の伸びが極めて小さくなっています
- 5Fガイドカテーテルに対応
6Fガイドカテーテルキッキングテクニック
- 臨床に応えるバルーン径は2.0mmから5.0mm、バルーン長は6mmから30mm まで、各種サイズ取り揃えております
- バルーンの平均拡張圧は30 atm

Brosmed
embrace life

テクノロジースペック

バルーン直径 (mm)	2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0
バルーン長 (mm)	6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 30
推奨拡張圧 (atm)	12
最大拡張圧 (atm)	22 (Φ2.0-4.0mm) 20 (Φ4.5-5.0mm)
平均拡張圧 (atm)	30
コンプライアンス	ノンコンプラント
バルーンブリーツ	3
チップの長さ (mm)	2.0/2.5
ディスタルシャフト径	2.55F/2.6F
プロキシマルシャフト径	2.0F
シース適合性	5Fガイディングカテーテルに対応、6Fガイディングカテーテルキッキングテクニック
有効長 (cm)	140
コーティング	先端からガイドワイヤポートまで親水性コーティング; ガイドワイヤ内腔にシリコンコーティング

注文情報

バルーン直径	バルーン長さ/製品コード									
	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm	18 mm	20 mm	22 mm	25 mm	30 mm
Ø2.0mm	802-2006	802-2008	802-2010	802-2012	802-2015	802-2018	802-2020	802-2022	802-2025	802-2030
Ø2.25mm	802-2206	802-2208	802-2210	802-2212	802-2215	802-2218	802-2220	802-2222	802-2225	802-2230
Ø2.5mm	802-2506	802-2508	802-2510	802-2512	802-2515	802-2518	802-2520	802-2522	802-2525	802-2530
Ø2.75mm	802-2706	802-2708	802-2710	802-2712	802-2715	802-2718	802-2720	802-2722	802-2725	802-2730
Ø3.0mm	802-3006	802-3008	802-3010	802-3012	802-3015	802-3018	802-3020	802-3022	802-3025	802-3030
Ø3.25mm	802-3206	802-3208	802-3210	802-3212	802-3215	802-3218	802-3220	802-3222	802-3225	802-3230
Ø3.5mm	802-3506	802-3508	802-3510	802-3512	802-3515	802-3518	802-3520	802-3522	802-3525	802-3530
Ø3.75mm	802-3706	802-3708	802-3710	802-3712	802-3715	802-3718	802-3720	802-3722	802-3725	802-3730
Ø4.0mm	802-4006	802-4008	802-4010	802-4012	802-4015	802-4018	802-4020	802-4022	802-4025	802-4030
Ø4.5mm	802-4506	802-4508	802-4510	802-4512	802-4515	802-4518	802-4520	802-4522	802-4525	802-4530
Ø5.0mm	802-5006	802-5008	802-5010	802-5012	802-5015	802-5018	802-5020	802-5022	802-5025	802-5030

- 販売名: Apollo PTCAバルーンカテーテル
- 一般的名称: 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル
- 再使用禁止

改良等の理由により、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。本製品を使用する際には、必ず添付文書をお読みください。

製造元:

BrosMed Medical Co., Ltd.
15th Building, SMEs Venture Park, Songshan Lake Hi-Tech Industrial Development Zone, Dongguan523808, Guangdong, China
電話番号: +86 (769) 2289 2018
Fax: +86 (769) 2289 2016
E-mail: sales@brosmed.com www.brosmed.com

- 承認番号: 22900BZX00269000
- 高度管理医療機器 クラスIV
- 保険請求分類: 心臓手術用カテーテル 経皮的冠動脈形成術用カテーテル一般型

製造販売元:

ハナコメディカル株式会社
〒330-0073 埼玉県さいたま市浦和区元町2-24-11
TEL: (048)881-4001
FAX: (048)881-9878

510(K) 認証済み

CE 2797

www.brosmed.com

GRA-6002(CE)/Rev.10

